

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 Tel: +49-[0]7433- 9933-0
D-72336 Balingen Fax: +49-[0]7433-9933-149
E-Mail: info@kern-sohn.com Internet: www.kern-sohn.com

Betriebs- und Installationsanleitung Anzeigegerät

KERN KFF-T

Version 1.1 02/2011 D





KERN KFF-T

Version 1.1 02/2011

Betriebs- und Installationsanleitung Anzeigegerät

altsverzeichnis	
Technische Daten	4
Geräteübersicht	5
Tastaturübersicht	
Anzeigenübersicht	7
Grundlegende Hinweise (Allgemeines)	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Sachwidrige Verwendung	8
Gewährleistung	8
Prüfmittelüberwachung	
Grundlegende Sicherheitshinweise	9
Hinweise in der Betriebsanleitung beachten	g
Ausbildung des Personals	9
Transport und Lagerung	9
Kontrolle bei Übernahme	g
Verpackung/Rücktransport	9
Auspacken und Aufstellen	10
Aufstellort, Einsatzort	10
Auspacken und Aufstellen	10
Lieferumfang/Serienmäßiges Zubehör:	10
Netzanschluss	11
Akkubetrieb	11
Justierung	
Linearisierung	13
	Technische Daten Geräteübersicht Tastaturübersicht 2.1.1 Numerische Eingabe über Navigationstasten Anzeigenübersicht Grundlegende Hinweise (Allgemeines) Bestimmungsgemäße Verwendung Sachwidrige Verwendung Gewährleistung Prüfmittelüberwachung Grundlegende Sicherheitshinweise Hinweise in der Betriebsanleitung beachten Ausbildung des Personals Transport und Lagerung Kontrolle bei Übernahme Verpackung/Rücktransport Auspacken und Aufstellen Aufstellort, Einsatzort Auspacken und Aufstellen Lieferumfang/Serienmäßiges Zubehör: Netzanschluss Akkubetrieb Justierung

7	Betrieb	14
7.1	Einschalten	14
7.2	Ausschalten	14
7.3	Nullstellen	14
7.4	Einfaches Wägen	14
7.5	Wägen mit Tara	15
7.6	Wägeeinheiten	16
7.7	Wägen mit Toleranzbereich	17
7.8	Manuelles Summieren	19
7.9	Automatisches Summieren	21
7.10	Tierwägen	22
8	Menü	23
8.1	Navigation im Menü:	23
8.2	Übersicht	24
9	Wartung, Instandhaltung, Entsorgung	28
9.1	Reinigen	28
9.2	Wartung, Instandhaltung	28
9.3	Entsorgung	28
9.4	Fehlermeldungen	28
10	Datenausgang RS 232C	29
10.1	Technische Daten	29
10.2	2 Drucker Betrieb	29
10.3	S Kontinuierliche Datenausgabe	29
11	Kleine Pannenhilfe	30
12	Installation Anzeigegerät / Wägebrücke	31
12.1		
12.2	2 Aufbau des Wägesystems	31
12.3		
12.4	Anzeigegerät konfigurieren	33

1 Technische Daten

KERN	KFF-T				
Anzeige	6 - stellig				
Auflösung	30.000				
Wägebereiche	2				
Ziffernschritte	1,2,5,10, n				
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, tJ, hJ				
Display	LCD 22 mm Ziffern, hinterleuchtet				
DMS-Wägezellen	80-100 Ω . Max. 4 Stück à 350 Ω ; Empfindlichkeit 2-3 mV/V				
01	Eingangspannung 220 V – 240 V, 50 Hz				
Stromversorgung	Netzteil Sekundärspannung 9V, 800mA				
Gehäuse	175 x 84 x 39				
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C – 40°C				
Nettogewicht	1.9 kg				
Akku Betriebs/-Ladezeit	35 h / 12 h				
Schnittstelle RS 232	Standard				
Funkverbindung zur Wägeplattform	Reichweite ≤100 m				

2 Geräteübersicht

Vorderansicht Anzeigegerät (Empfänger):



- 1. Antenne
- 2. Akkuzustand
- 3. Gewichtsanzeige
- 4. Tastenfeld

Rückansicht Anzeigegerät (Empfänger):



- 5. RS-232
- 6. Anschluss Netzadapter
- 7. Tischfuß

Anschlussbox (Sender)

5



- 8. Antenne
- 9. Ein-/Ausschalter
- 10. Anschluss Netzadapter
- 11. Eingang Anschluss Lastzellenkabel

2.1 Tastaturübersicht


Taste	Funktion
ON OFF	Ein-/Ausschalten
→0←	Nullstellen
Navigationstaste 🕊	Eingabe bestätigen
TARE	Tarieren
Navigationstaste ↑	Bei numerischer Eingabe blinkende Ziffer erhöhen
- Navigationotation	Im Menü vorwärts blättern
	Wägewert in Summenspeicher addieren
M+	Anzeige Gesamtsumme
	Wägedaten über Schnittstelle übermitteln
С	Löschen
BG NET	Umschalten Bruttogewicht ⇔ Nettogewicht
Navigationstaste →	Ziffernanwahl nach rechts
UNIT	Wägeeinheit umschalten
ESC	Zurück ins Menü/Wägemodus

KFF-T-BA_IA-d-1111

2.1.1 Numerische Eingabe über Navigationstasten

Taste	Navigationstasten	Funktion		
TARE	Pfeiltaste ↑	Blinkende Ziffer erhöhen		
M+	Pfeiltaste ←	Ziffernanwahl nach links Löschen		
BG NET	Pfeiltaste →	Ziffernanwahl nach rechts		
→0←	Pfeiltaste ←	Eingabe abschließen		

2.2 Anzeigenübersicht



Anzeige	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus
STABLE	Stabilitätsanzeige
ZERO	Nullanzeige
GROSS	Bruttogewicht
NET	Nettogewicht
AUTO	Automatisches Summieren aktiv
M+	Summieren
HI OK LO	Indikatoren für Wägen mit Toleranzbereich

3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen erworbene Anzeigegerät in Kombination mit einer Wägeplatte dient zum Bestimmen des Wägewertes von Wägegut. Es ist zur Verwendung als "nichtselbsttätiges Wägesystem" vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

Anzeigegerät nicht für dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in dem Anzeigegerät vorhandene "Stabilitätskompensation" falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (Beispiel: Langsames herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter.)

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.

Stöße und Überlastungen der Wägeplatte über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Wägeplatte oder Anzeigegerät könnte hierdurch beschädigt werden.

Anzeigegerät niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.

Das Anzeigegerät darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung des Anzeigegerätes führen.

Das Anzeigegerät darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

3.3 Gewährleistung

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten, natürlichem Verschleiß und Abnützung
- Nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

3.4 Prüfmittelüberwachung

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften des Anzeigegerätes und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Anzeigegeräten sowie der hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfügbar. Im akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium können bei KERN schnell und kostengünstig Prüfgewichte und Anzeigegeräte mit angeschlossener Wägeplatte kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

4.2 Ausbildung des Personals

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Übernahme

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

5.2 Verpackung/Rücktransport



- ⇒ Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport aufbewahren.
- ⇒ Für den Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.
- ⇒ Evt. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.
- ⇒ Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wägeplatte, Netzteil etc. gegen verrutschen und Beschädigung sichern.

6 Auspacken und Aufstellen

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Anzeigegeräte sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wägeergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihr Anzeigegerät und Ihre Wägeplatte wählen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

Anzeigegerät und Wägeplatte auf eine stabile, gerade Fläche stellen;

extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

Anzeigegerät und Wägeplatte vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen;

Erschütterungen während des Wägens vermeiden:

Anzeigegerät und Wägeplatte vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen:

Setzen Sie das Anzeigegerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

statische Aufladung von Wägegut, Wägebehälter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Mobiltelefone oder Funkgeräte), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wägeergebnisse) möglich. Der Standort muss dann gewechselt oder die Störquelle beseitigt werden.

6.2 Auspacken und Aufstellen

Anzeigegerät und Anschlussbox vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhülle entfernen und am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Das Anzeigegerät so aufstellen, dass es gut bedient und eingesehen werden kann.



Die Sendefrequenz von Anzeigegerät und Anschlussbox ist werkseitig eingestellt.

6.3 Lieferumfang/Serienmäßiges Zubehör:

- Anzeigegerät, s. Kap. 2
- Anschlussbox, s. Kap. 2
- 2 Netzgeräte
- Kabelverschraubung
- Betriebsanleitung

6.4 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt über das externe Netzgerät. Der aufgedruckte Spannungswert muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen.

Verwenden Sie nur KERN- Originalnetzgeräte. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.


6.5 Akkubetrieb

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 12 Stunden über das Netzteil geladen werden.

Erscheint in der Gewichtsanzeige das Akkusymbol ist die Kapazität des Akkus bald erschöpft. Das Gerät ist noch ca. 10 Stunden betriebsbereit, danach schaltet es sich automatisch ab. Akku über das mitgelieferte Netzteil laden.

Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an:





Akku ist vollständig geladen

6.6 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jedes Anzeigegerät mit angeschlossener Wägeplatte – gemäß dem zugrunde liegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn das Wägesystem nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, das Anzeigegerät auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.



- Das zu verwendende Justiergewicht ist abhängig von der Kapazität des Wägesystems. Justierung möglichst nahe an der Höchstlast des Wägesystems durchführen. Infos zu Prüfgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-sohn.com.
- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit zur Stabilisierung ist erforderlich.

Menü aufrufen

- ⇒ Im Wägemodus und gleichzeitig drücken.

 Der erste Menüblock FD H-L wird angezeigt.
- ⇒ TARE wiederholt drücken bis Pro□ angezeigt wird.
- ⇒ drücken, die Passwortabfrage Pro wird angezeigt.

- ⇒ BG NET, UNIT, →0← nacheinander drücken, der erste Menüpunkt PI rEF wird angezeigt.
- ⇒ tare drücken, P2 ERL wird angezeigt.
- ⇒ Mit bestätigen, dEC wird angezeigt.
- ⇒ TARE wiederholt drücken, bis ERL angezeigt wird.
- ⇒ Mit bestätigen, mit gewünschte Einstellung auswählen

nonLin = Justierung


LinEAr = Linearisierung, s. Kap. 6.7

Justierung durchführen






- ⇒ Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücken. Das aktuell eingestellte Justiergewicht wird angezeigt.
- ⇒ Zum Ändern mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) gewünschte Einstellung wählen, die jeweils aktive Stelle blinkt.





⇒ Justiergewicht vorsichtig in die Mitte der Wägeplatte stellen.
 Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücken.



⇒ Nach erfolgter Justierung führt die Waage einen Selbsttest durch. Justiergewicht während des Selbsttests abnehmen, das Gerät kehrt automatisch in den Wägemodus zurück. Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wiederholen.



6.7 Linearisierung

Die Linearität gibt die größte Abweichung der Gewichtsanzeige einer Waage zum Wert des jeweiligen Prüfgewichts nach Plus und Minus über den gesamten Wägebereich an.

Wird bei der Prüfmittelüberwachung eine Linearitätsabweichung festgestellt, kann diese durch eine Linearisierung verbessert werden.



- Die Linearisierung darf nur von einer Fachkraft mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Waagen durchgeführt werden.
- Die zu verwendenden Prüfgewichte müssen auf die Spezifikationen der Waage abgestimmt sein, s. Kap. 3.4 "Prüfmittelüberwachung".
- Die Justierpunkte sind frei wählbar (10%Max Max). Z. B. bei Max 300 kg wird als erster Justierpunkt 30 kg / 40 kg /290 Kg akzeptiert.
- Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwärmzeit zur Stabilisierung ist erforderlich.
- Nach erfolgter Linearisierung muss eine Kalibrierung durchgeführt werden, s. Kap. 3.4 "Prüfmittelüberwachung".

Linearisierung durchführen:

⇒ Menüpunkt LinEAr aufrufen, s. Kap. 6.6 "Menü aufrufen".



bestätigen.
Darauf achten, dass sich keine Gegenstände auf der

Wägeplatte befinden.

Mitte der Wägeplatte stellen.



⇒ Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücken. . Bei Anzeige "LoAd 1" erstes Justiergewicht (1/3 Max) vorsichtig in die



⇒ Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücken. . Bei Anzeige "LoAd 2" zweites Justiergewicht (2/3 Max) vorsichtig in die Mitte der Wägeplatte stellen.



⇒ Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücken. . Bei Anzeige "LoAd 3" drittes Justiergewicht (Max) vorsichtig in die Mitte der Wägeplatte stellen.



⇒ Stabilitätsanzeige abwarten, dann drücker



Nach erfolgter Justierung führt die Waage einen Selbsttest durch. Justiergewicht während des Selbsttests abnehmen, das Gerät kehrt automatisch in den Wägemodus zurück.



Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wiederholen.

7 Betrieb

7.1 Einschalten

Anschlussbox einschalten. Am Anzeigegerät drücken, das Gerät führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist das Gerät wägebereit.



7.2 Ausschalten

⇒ ON drücken, die Anzeige erlischt.

7.3 Nullstellen

Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Wägeplatte. Nullstellbereich ± 4 % Max.

Das Gerät verfügt über eine automatische Nullstellfunktion, bei Bedarf kann das Gerät aber jederzeit wie folgt auf Null zurückgesetzt werden.

- ⇒ Wägesystem entlasten
- ⇒ drücken, die Nullanzeige und der Indikator **zero** erscheinen.



7.4 Einfaches Wägen

- ⇒ Wägegut auflegen.
- ⇒ Stabilitätsanzeige **STABLE** abwarten.
- ⇒ Wägeergebnis ablesen.

Überlast-Warnung

Überlastungen des Gerätes über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Das Gerät könnte hierdurch beschädigt werden.

Die Überschreitung der Höchstlast wird mit der Anzeige "ol" und einem Signalton angezeigt. Wägesystem entlasten bzw. Vorlast verringern.

7.5 Wägen mit Tara

⇒ Wägebehälter auflegen. Nach erfolgter Stillstandskontrolle drücken. Die Nullanzeige und der Indikator **NET** erscheinen.



Das Gewicht des Gefäßes ist nun intern gespeichert.


- ⇒ Wägegut einwiegen, das Nettogewicht wird angezeigt.
- ⇒ Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wägebereich ausgelastet ist.
- ⇒ Mit seg kann zwischen Bruttogewicht und Nettogewicht umgeschaltet werden.
- ⇒ Zum Löschen des Tarawertes Wägeplatte entlasten und drücken

7.6 Wägeeinheiten

1. Wägeeinheiten aktivieren



- ⇒ Im Wägemodus und gleichzeitig drücken, der erste Menüblock
- ⇒ wiederholt drücken bis F2 Unt angezeigt wird



- ⇒ drücken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit die angezeigte Wägeeinheit aktivieren [on] / deaktivieren [off].
- ⇒ Mit bestätigen.
- ⇒ Mit weitere Wägeeinheiten anwählen.
- ⇒ Mit die angezeigte Wägeeinheit aktivieren [off] / deaktivieren [on].
- ⇒ Mit →0← bestätigen.
- ⇒ Vorgang für jede gewünschte Wägeeinheit wiederholen.
- ⇒ wiederholt drücken, das Gerät kehrt zurück in den Wägemodus

2. Wägeeinheiten umschalten

⇒ Im Wägemodus kann mit in die zuvor aktivierten Wägeeinheiten umgeschaltet werden.

7.7 Wägen mit Toleranzbereich

Beim Wägen mit Toleranzbereich können Sie einen oberen und einen unteren Grenzwert festlegen und damit sicherstellen, dass das eingewogene Wägegut genau innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen liegt.

Bei Toleranzkontrollen wie Dosieren, Portionieren oder Sortieren zeigt das Gerät die Über- oder Unterschreitung der Grenzwerte mit einem optischen [ok] und akustischen Signal an, abhängig von der Einstellung im Menüblock "F4 oFF_BEEP", s. Kap. 8.2.

Wählbarer Modus	Beschreibung
bp 1	akustisches Signal ausgeschaltet
bp 2	Liegt das Wägegut innerhalb des Toleranzbereiches, wird [ok] angezeigt und das akustische Signal ertönt.
bp 3	Liegt das Wägegut außerhalb des Toleranzbereiches, wird [ok] angezeigt und das akustische Signal ertönt.

1. Menü aufrufen



Û

⇒ Im Wägemodus und gleichzeitig drücken, der erste Menüblock F 🛛 H-L wird angezeigt.



2. Grenzwerte setzen


drücken, die Anzeige zur Eingabe des unteren Grenzwertes **SET LO** erscheint.



⇒ →o← drücken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



⇒ Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) unteren Grenzwert z. B. 1.000 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.



⇒ Eingabe mit bestätigen.

SEE Lo


⇒ Mit SET HI wählen

SEEHi


drücken, die aktuelle Einstellung des oberen Grenzwertes wird angezeigt.




⇒ Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) oberen Grenzwert z. B. 1.100 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.



⇒ Eingabe mit →0← bestätigen.




⇒ unit drücken, das Gerät kehrt zurück ins Menü




3. Toleranzwägemodus einstellen

wiederholt drücken bis F4 oFF angezeigt wird.

⇒ Mit •• bestätigen.



⇒ Mit TARE BEEP wählen



⇒ drücken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.



⇒ Mit gewünschte Einstellung (bp 1, bp 2, bp 3) auswählen und mit bestätigen.



wiederholt drücken, das Wägesystem befindet sich im Toleranzwägemodus. Ab hier erfolgt die Einstufung, ob das Wägegut sich innerhalb der zwei Toleranzgrenzen befindet.



4. Wägen mit Toleranzbereich

- ⇒ Bei Einsatz eines Wägebehälters tarieren.
- ⇒ Wägegut auflegen, die Toleranzkontrolle wird gestartet.

Wägegut unter vorgegebener Toleranz

Wägegut innerhalb vorgegebener Toleranz

Wägegut über vorgegebener Toleranz









- Die Toleranzkontrolle ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.
- Zum Löschen der Grenzwerte Wert "00.000 kg" eingeben.

7.8 Manuelles Summieren

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wägewerte durch Drücken von Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.




- Menüeinstellungen:
 - "F5 Prt" ⇒ "P Prt", s. Kap. 8.2 "Schnittstellenparamter" "P4 CHk" ⇒ "mode 1", s. Kap. 12.4
- Die Summierfunktion ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.

Summieren:

⇒ Wägegut A auflegen.

Warten bis Stabilitätsanzeige **STABLE** erscheint, dann drücken. Der Gewichtswert wird gespeichert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.




⇒ Wägegut abnehmen. Weiteres Wägegut kann erst addiert werden, wenn die Anzeige ≤ Null.



⇒ Wägegut B auflegen.

Warten bis Stabilitätsanzeige erscheint, dann drücken. Der Gewichtswert wird in den Summenspeicher addiert und ggf. ausgedruckt. Die Anzahl Wägungen gefolgt vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.



- ⇒ Nach Bedarf weiteres Wägegut wie vorhergehend beschrieben summieren. Darauf achten, dass das Wägestystem zwischen den einzelnen Wägungen entlastet werden muss.
- ⇒ Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden bis die Kapazität des Wägestystems erschöpft ist.

Anzeige der gespeicherten Wägedaten:


⇒ Bei Nullanzeige drücken, die Anzahl Wägungen gefolgt vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.

Wägedaten löschen:

⇒ Bei Nullanzeige drücken, die Anzahl Wägungen gefolgt vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt Während dieser Anzeige erneut drücken. Die Daten im Summenspeicher werden gelöscht.



Ausdruckbeispiel (Menüeinstellung "F5 Prt" ⇒ "pr 0 / Lab 0"):



1 Erste Wägung

M+

2 Zweite Wägung

M+

3 Dritte Wägung

- M+
- 4 Anzahl Wägungen/Gesamtsumme
- M+

Weitere Ausdruckbeispiele abhängig von der Einstellung im Menü "F5 Prt" ⇒ "pr/Lab", s. Kap. 8.2 "Tab. 1".

7.9 Automatisches Summieren

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wägewerte ohne Drücken von matisch beim Entlasten der Waage in den Summenspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.




- Menüeinstellungen:
 - "F5 Prt" ⇒ "P AUTO", s. Kap. 8.2 " Schnittstellenparamter" "P4 CHk" ⇒ "mode 1", s. Kap. 12.4
- Der Indikator **AUTO** wird angezeigt.



Summieren:

- ⇒ Wägegut A auflegen. Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertönt ein Signalton.
- ⇒ Wägegut abnehmen, der Wägewert wird in den Summenspeicher addiert und ausgedruckt.




Weiteres Wägegut kann erst addiert werden, wenn die Anzeige ≤ Null.



⇒ Wägegut B auflegen.

Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertönt ein Signalton. Wägegut abnehmen, der Wägewert wird in den Summenspeicher addiert und ausgedruckt. Die Anzahl Wägungen gefolgt vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.



- ⇒ Nach Bedarf weiteres Wägegut wie vorhergehend beschrieben summieren. Darauf achten, dass das Wägesystem zwischen den einzelnen Wägungen entlastet werden muss.
- ⇒ Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden bis der Kapazität des Wägesystem erschöpft ist.



- Nach Ertönen des Signaltons kann Wägegut entfernt oder hinzugefügt werden.
- Wägedaten anzeigen und löschen, sowie Ausdruckbeispiel siehe Kap. 7.8.

7.10 Tierwägen

Die Tierwägefunktion eignet sich im Wägen von unruhigen Wägegütern.

1

Menüeinstellung:

1 PY [H + ⇒ ñodE 2, s. Kap. 12.4

Der Indikator ANIAML wird angezeigt.



- ⇒ Wägegut auf das Wägesystem bringen.
- ⇒ Hat sich das Wägegut etwas beruhigt, ertönt ein Signalton. Der gebildete Mittelwert wird angezeigt.
- ⇒ Während der Mittelwertbildung kann Wägegut hinzugefügt oder abgenomen werden, da der Wägewert ständig aktualisiert wird.

Zur Deaktivierung der Tierwägefunktion / zurück in den Wägemodus

8 Menü

8.1 Navigation im Menü:

_	
Menü aufrufen	⇒ Im Wägemodus und gleichzeitig drücken, der erste Menüblock F□ H-L wird angezeigt.
Menüblock anwählen	⇒ Mit lassen sich die einzelnen Menüblöcke der Reihe nach anwählen.
Einstellung anwählen	⇒ Ausgewählten Menüpunkt mit bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. ⇒ Ausgewählten Menüpunkt mit bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. ⇒ Output → Output → Output → Destätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. → Output → Output
Einstellungen ändern	⇒ Mit den Navigationstasten, s. Kap. 2.1.1 kann in die ver- fügbaren Einstellungen umgeschaltet werden.
Einstellung bestäti- gen/Menü verlassen	⇒ Entweder mit speichern oder mit verwerfen.
Zurück in den Wägemodus	⇒ Zum Verlassen des Menüs wiederholt drücken.

8.2 Übersicht

Menüblock	Menüpunkt	Verfügbare Einstellungen / Erklärung				
FO H-L Wägen mit	SET Lo	Oberer Grenzwert, Eingabe s. Kap. 7.7 (Werkseinstellung 000.000)				
Toleranzbereich, s. Kap. 7.7	SET Hi	Unterer Grenzwert, Eingabe s. Kap. 7.7 (Werkseinstellung 000.000)				
FI ŁoL	to Clr	Nicht do	kumentiert			
Summieren, s. Kap. 7.8	to P-C	Nicht dokumentiert				
5. Kap. 7.0	to Prt	Nicht dokumentiert				
F2 Unt		g→lb→c	z→tJ→ hJ			
Wägeeinheiten s. Kap. 7.6		Werksei	nstellung "kg"			
F3 E1 Datum/Uhrzeit	SET dA	Datum einstellen Nach Drücken von wird das aktuell eingest Datum (yy.mm.dd) angezeigt. Änderungen sind den Navigationstasten einzugeben, s. Kap. 2.1.				
	SET ti	Uhrzeit einstellen Nach Drücken von wird die aktuell eingestellte Uhrzeit (hh.m.ss) angezeigt. Änderungen sind mit den Navigationstasten einzugeben, s. Kap. 2.1.1				
F4 off	Clock	Clk on Anzeige Uhrzeit eingeschaltet (Anzeige erscheint nach 5 min)				
		Clk of*	Anzeige Uhrzeit ausgeschaltet			
	bl	EL on	Hinterleuchtung der Anzeige ständig eingeschaltet			
		EL AU	Hinterleuchtung der Anzeige ausgeschaltet			
		EL off	Automatische Hinterleuchtung nur bei Belastung der Wägeplatte oder Tastendruck.			
	bEEP s. Kap. 7.7	bp 1	akustisches Signal bei Toleranzwägen ausgeschaltet			
		bp 2	Liegt das Wägegut innerhalb des Toleranzbereiches, wird [ok] angezeigt und das akustisches Signal ertönt.			
		bp 3	Liegt das Wägegut außerhalb des Toleranzbereiches, wird [ok] angezeigt und das akustisches Signal ertönt.			

F5 PrE	1. RS-232-Modus				
Parameter	Beim Ändern einer Einstellung die Verbindung zum Ausgabegerät trennen!				
	Mit gewünschten Modus anwählen und mit bestätigen.				
	P Prt	Nach Drücken von wird der Wägewert in den Summenspeicher addiert und ausgegeben.			
	P Cont	Fortlaufende Datenausgabe			
	Serie	Nicht dokumentiert			
	ASK	Fernsteuerbefehle: R, "Senden" T, "Tarieren" Z, "Nullstellen"			
	P cnt 2	Nicht dokumentiert			
	P Stab	Automatische Datenausgabe stabiler Wägewerte Ausdruckbeispiel: ST, GS 0.500 kg ST = stabil GS = brutto			
	P Auto	Automatisches Summieren, s. Kap. 7.9. Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wägewerte automatisch beim Entlasten der Wage in den Summenspeicher addiert und ausgegeben.			
	2. Baudrate				
Nach Bestätigung des RS-232-Modus wird die aktuell einges					
	Baudrate (b xxxx) angezeigt. Mit gewünschten Baudrate				
	auswählen und mit bestätigen. Baudrate wählbar 600, 1200, 2400, 4800, 9600				

	(nur b Nach Dater	ei Ein Bestä nausga	pabeformat estellung P Prt, P Auto, P Co atigung der Baudrate wird da abeformat angezeigt. Mit und mit →0← bestätigen.	as aktuell eingestellte	
	unstellung vuto	X	M+ Format Datum/Uhrzeit	Details siehe nachfol-	
	P Prt, P Auto	b x	M+ Format Brutto/Summierdaten	gende Tabelle 1	
	Bun _{lle} Co	ont 1	Standardeinstellung		
	P Cont	ont 2	Nicht dokumentiert		
	A S C	ont 3	Nicht dokumentiert		
4. Druckertyp Nach Bestätigung des Datenausgabeformats wird der aktue gestellte Druckertyp angezeigt. Mit TARE gewünschten Druckertyp anwählen und mit bestätigen. KERN P (ty-tp) LP50 Nicht dokumentiert Ty 711 Nicht dokumentiert					
ProG	٩٠٥	S.	Kap. 12.4		

^{* =} Werkseinstellung

Tab. 1. Ausdruckbeispiele

Lab								
		0		1	2		3	
pr								
0	GS:	0.888 kg	NT: TW: GW:	0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	GS: TOTAL:	0.222 kg 0.222 kg	NT: TW: GW: TOTAL:	0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 0.222 kg
1	DATE: GS:	10/06/06 0.888 kg	DATE: NT: TW: GW::	10/06/06 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	DATE: GS: TOTAL:	10/06/06 0.222 kg 0.444 kg	DATE: NT: TW: GW: TOTAL:	10/06/06 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 0.444 kg
2	TIME: GS:	11/11/11 0.888 kg	TIME: NT: TW: GW::	11/11/11 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	TIME: GS: TOTAL:	11/11/11 0.222 kg 0.666 kg	TIME: NT: TW: GW: TOTAL:	11/11/11 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 0.666 kg
3	DATE: TIME: GS:	10/06/06 11/11/11 0.888 kg	DATE: TIME: NT: TW: GW::	10/06/06 11/11/11 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	DATE: TIME: GS: TOTAL:	10/06/06 11/11/11 0.222 kg 0.888 kg	DATE: TIME: NT: TW: GW: TOTAL:	10/06/06 11/11/11 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 0.888 kg
4	NO: GS:	4 0.888 kg	NO: NT: TW: GW::	4 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	NO: GS: TOTAL:	4 0.222 kg 1.000 kg	NO: NT: TW: GW: TOTAL:	4 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 1.000 kg
5	DATE: NO: GS:	10/06/06 5 0.888 kg	DATE: NO: NT: TW: GW::	10/06/06 5 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	DATE: NO: GS: TOTAL:	10/06/06 5 0.222 kg 1.222 kg	DATE: NO: NT: TW: GW: TOTAL:	10/06/06 5 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 1.222 kg
6	TIME: NO: GS:	11/11/11 6 0.888 kg	TIME: NO: NT: TW: GW::	11/11/11 6 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	TIME: NO: GS: TOTAL:	11/11/11 6 0.222 kg 1.444 kg	TIME: NO: NT: TW: GW: TOTAL:	11/11/11 6 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 1.444 kg
7	DATE: TIME: NO: GS:	10/06/06 11/11/11 7 0.888 kg	DATE: TIME: NO: NT: TW: GW::	10/06/06 11/11/11 7 0.666 kg 0.222 kg 0.888 kg	DATE: TIME: NO: GS: TOTAL:	10/06/06 11/11/11 7 0.222 kg 1.666 kg	DATE: TIME: NO: NT: TW: GW: TOTAL:	10/06/06 11/11/11 7 0.222 kg 0.666 kg 0.888 kg 1.666 kg

Bruttogewicht
Nettogewicht
Taragewicht
Anzahl Wägungen
Summe aller Einzelwägungen GS / GW NT TW NO

TOTAL

DATE Datum TIME Uhrzeit

9 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

9.1 Reinigen

Vor der Reinigung das Gerät bitte von der Betriebsspannung trennen. Keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.Ä.) benutzen.

9.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

9.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

9.4 Fehlermeldungen

Fehler- meldung	Beschreibung	Mögliche Ursachen
	Höchstlast überschritten	Wägesystem entlasten bzw. Vorlast verringern.
Err 1	Falsche Datumseingabe	Format "yy:mm:dd" beachten
Err 2	Falsche Uhrzeiteingabe	Format "hh:mm:ss" beachten
Err 4	Nullstell-Bereich beim Einschalten der Waage bzw. Drücken von überschritten (normalerweise 4% Max)	Gegenstand auf der WägeplatteÜberlast bei Nullstellen
Err 6	Wert außerhalb A/D Wandler Bereich	 Wägeplatte nicht installiert Beschädigte Wägezelle Beschädigte Elektronik
Err 10 Kein Signal		 Entfernung Sender / Empfänger zu lang Sender (Anschlussbox) nicht eingeschaltet

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

10 Datenausgang RS 232C

Mit der RS 232C Schnittstelle können Wägedaten je nach Einstellung im Menü au-

tomatisch oder durch Drücken von über die Schnittstelle ausgegeben werden. Die Datenübertragung erfolgt asynchron im ASCII - Code.

Für die Kommunikation zwischen Wägesystem und Drucker müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Anzeigegerät mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle eines Druckers verbinden. Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN- Schnittstellenkabel sichergestellt.

Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Anzeigegerät und Drucker müssen übereinstimmen. Detaillierte Beschreibung der Schnittstellenparameter siehe Kap. 8.2, Menüblock "F5 Prt"

10.1 Technische Daten

Anschluss: Pinbelegung Stecker



Pin 2 Eingang
Pin 3 Ausgang
Pin 5 Signalerde

Baud-Rate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 wählbar

10.2 Drucker Betrieb

ST stabil
GS / GW brutto
NT netto
TW tara

NO Anzahl Wägungen

TOTAL Summe aller Einzelwägungen

DATE Datum TIME Uhrzeit


Standardausdruck:

ST, GS 0.500 kg

Weitere Ausdruckbeispiele s. Kap. 7.8 und 8.2 "Tab. 1"

10.3 Kontinuierliche Datenausgabe

con1: Wägemodus



HEADER1: ST=STABLE, US=UNSTABLE

HEADER2: NT=NET, GS=GROSS

11 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte das Anzeigegerät kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Hilfe:

	Hilfe: Störung	Mögliche Ursache
	Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.	Das Anzeigegerät ist nicht eingeschaltet.
	leuchtet flicht.	• Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz- kabel defekt).
		Die Netzspannung ist ausgefallen.
		 Die Batterien / Akkus sind falsch eingelegt oder leer
		Es sind keine Batterien / Akkus eingelegt.
Die Gewichtsanzeige än sich fortwährend	Die Gewichtsanzeige ändert	Luftzug/Luftbewegungen
	Sicilionwanienu	 Vibrationen des Tisches/Bodens
		Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.
		 Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung(anderen Aufstellort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)
Das Wägeergebnis ist		Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
offensichtlic	offensichtlich falsch	Die Justierung stimmt nicht mehr.
		Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
		Die Anwärmzeit wurde nicht eingehalten.
		Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung (anderen Aufstellort wählen / falls möglich, stören- des Conit erwagehalten)

des Gerät ausschalten)

12 Installation Anzeigegerät / Wägebrücke



 Die Installation / Konfiguration des Wägesystems darf nur von einer Fachkraft mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Waagen durchgeführt werden.

12.1 Technische Daten

Versorgungsspannung	5 V/150mA
Max. Signalspannung	0 ~ 15 mV
Nullstellbereich	0 ~ 5 mV
Empfindlichkeit	2-3 mV/V
Widerstandswert	80 - 100 Ω, Max. 4 Stück à 350 Ω Lastzelle

12.2 Aufbau des Wägesystems

An das Anzeigegerät lässt sich jede analoge Plattform anschließen, die den geforderten Spezifikationen entspricht.

Folgende Daten müssen für die Auswahl der Wägezelle bekannt sein:

Waagenkapazität

Diese entspricht normalerweise dem schwersten Wägegut, das gewogen werden soll.

Vorlast

Diese entspricht dem Gesamtgewicht aller Teile, die auf die Wägezelle zu liegen kommen, z. B. Oberteil der Plattform, Wägeplatte usw.

Gesamter Nullstellbereich

Dieser setzt sich zusammen aus dem Einschalt-Nullstellbereich (± 2%)und dem Nullstellbereich, der dem Anwender mit der ZERO-Taste zur Verfügung steht (2%). Der gesamte Nullstellbereich beträgt also 4 % der Waagenkapazität.


Die Addition von Waagenkapazität, Vorlast und gesamten Nullstellbereich ergibt die erforderliche Kapazität der Wägezelle.

Um eine Überlastung der Wägezelle zu vermeiden, sollte eine zusätzliche Sicherheitsmarge eingerechnet werden.

Kleinster gewünschte Anzeigeschritt

12.3 Plattform anschließen

- ⇒ Anschlussbox (Sender) vom Netz trennen.
 ⇒ Die einzelnen Leitungen des Lastzellenkabels am Stecker der Anschlussbox befestigen.
- ⇒ Die Steckerbelegung nachfolgender Abbildung entnehmen.



12.4 Anzeigegerät konfigurieren

Menü aufrufen

- ⇒ Im Wägemodus und gleichzeitig drücken, der erste Menüblock
- ⇒ tare wiederholt drücken bis ProD angezeigt wird.
- ⇒ drücken, die Passwortabfrage Pın wird angezeigt.
- ⇒ (NET), (UNIT), →0← nacheinander drücken, der erste Menüpunkt P / r EF wird angezeigt.

Navigation im Menü

- ⇒ Mit tare lassen sich die einzelnen Menüpunkte der Reihe nach anwählen.
- ⇒ Ausgewählten Menüpunkt mit bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- ⇒ Mit kann in die verfügbaren Einstellungen umgeschaltet werden.
- ⇒ Entweder mit speichern oder mit verwerfen.

Zum Verlassen des Menüs wiederholt drücken.

Konfigurationsmenü-Übersicht:

Menüblock Menüpunkt Hauptmenü Untermenü			Verfügbare Einstellungen / Erklärung
PI rEF			Automatische Nullpunktkorrektur (Autozero) bei Änderung der Anzeige, Digits wählbar (0.5d, 1d, 2d, 4d)
			Nullsetzbereich Lastbereich, in dem die Anzeige nach dem Ein- schalten der Waage auf Null gesetzt wird. Wählbar 0 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %
		G	Nullstellbereich Lastbereich, in dem die Anzeige bei Drücken von auf Null gesetzt wird. Wählbar 0 %, 2 %, 5 %, 10 , 20 %.
			Nicht dokumentiert
P2 CRL	iuC IuC		Position Dezimalpunkt wählbar 0, 0.0, 0.00, 0.000
			Ablesbarkeit wählbar 1, 2, 5, 10, 20, 50
	CRP		Waagenkapazität (Max)
	CAL	Linear	Linearisierung, s. Kap. 6.7
		nonLin	Justierung, s. Kap. 6.6
P3 Pro	Eri		Nicht dokumentiert
	CoUnt		Interner A/D-Wandler Wert
	-E5EŁ		Rücksetzung auf Werkseinstellung
P4 [H+	ñodE		Wägemodus (Toleranzwägen, Summieren)
ñodE 2			Tierwägemodus
	nodE 3		Nicht dokumentiert
nodE 4			Nicht dokumentiert